

DAMAESTER تعليمات الاستخدام

داماإستر :

بولي إيستر
خيوط مطلي ، مضفور
خيوط جراحية غير ممتصة ومعقمة

الوصف :

خيوط **داماإستر** هي خيوط جراحية صناعية غير ممتصة ومعقمة، مكونة من الياف رقيقة من البولي ايثيلين تيرفتالات (بولي إيستر)، هي خيوط مضفورة، مطلية بالسيلكون، مصبوغة أو غير مصبوغة .
داماإستر تملك خصائص قوة ممتازة، وطلبت بالسيلكون لتوفير استخدام و نعومة أسهل وأفضل .
داماإستر رايبد يتوافق مع متطلبات دستور الادوية الأمريكي (U.S.P) ودستور الادوية الأوروبي Ph. Eur. و توجيهات المفوضية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الطبية EEC/ 42/93 .

دواعي الاستعمال :

خيوط **داماإستر** يمكن استخدامها في عمليات تقارب وربط الانسجة العامة الرخوة، بما في ذلك الجراحات العينية وجراحات القلب والأوعية الدموية، نتيجة للخواص الفريدة التي يمتلكها داماإستر بما فيها الاحتفاظ الدائم لقوة الشد يستخدم في التركيبات الدائمة والمؤقتة مثل زراعة الأطراف الصناعية وفي عمليات شد الوجه التجميلية.

موانع الاستعمال :

غير معروفة .

تحذيرات :

ينصح المستخدمين بأن يكونوا على دراية بالإجراءات الجراحية وتقنياتها المتعلقة بالخيوط الغير قابلة للامتصاص قبل توظيف خيوط **داماإستر** من اجل اغلاق الجروح، كما ان خطر تفزر الجرح قد يتفاوت حسب مادة الخيوط المستخدمة وطبيعة النسيج .
كما هو الحال مع الاجسام الغريبة، تماس الخيوط لفترة طويلة مع المحاليل الملحية مثل تلك المحاليل ينصح باتباع الممارسات الجراحية المقبولة للسيطرة على الجروح الملوثة أو المصابة .
-تجاهل المنتجات ذات الغلاف المفتوح أو التالف ولا تستخدمها .
-لا تستخدم المنتج الا مرة واحدة .
لا تقوم بإعادة تعقيم المنتج .

الاحتياطات (تدابير السلامة)

عند التعامل مع هذا المنتج أو غيره من مواد الخياطة يجب توخي الحذر من تلف المنتج عند الاستخدام تجنب سحق أو تلف دمج الابرة مع الخيط عند تطبيق الأدوات الجراحية مثل الملقط أو حامل الابر .
خيوط ، التي تمت معالجتها من أجل تحسين مزايا الاستخدام، تتطلب التقنيات الجراحية المقبولة في العقد المسطحة والدائرية مع ربطات إضافية حسب ما تقتضيه الظروف الجراحية وخبرة الجراح .
استخدام ربطات إضافية قد يكون مناسباً عند تشكيل عقدة بخيوط البولي إيستر المطلية لتجنب تلف رؤوس الابر او منطقة دمج الخيط بالابرة، يتم قبض الابرة من ثلث الى نصف المسافة من نهاية منطقة اتصال الابرة بالخيط حتى رأس الابرة. إعادة تشكيل الابرة قد يسبب بخسارة قوتها وتصبح أقل مقاومة للثني والكسر .
يجب على المستخدمين توخي الحذر عند التعامل مع الابر الجراحية لتجنب حدوث وخزات غير مقصود بها .
تخلص من الابر المستخدمة في حاوية الأدوات الحادة .
تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية او متزايدة .
لا تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء صلاحيته .

التأثيرات الجانبية :

التأثيرات الضارة التي يمكن حصولها عند استخدام هذا المنتج تشمل تفزر الجروح، حد منخفض من رد فعل التهابي حاد للأنسجة، تشكل حصي في القنوات البولية و الصفراوية عند حدوث تماس لفترة طويلة مع المحاليل الملحية مثل البول و الصفراء و تهيج موضعي مؤقت في موضع الجرح، شأنه شأن جميع الاجسام الغريبة يمكن ان يعزز من وجود عدوى انتانية .
الابر المنكسرة قد تؤدي الى عمليات جراحية مديدة أو إضافية أو بقاء اجزاء من أجسام غريبة، الوخزات غير المقصودة مع الابر الملوثة قد يؤدي الى انتقال مسببات الامراض المنقولة بالدم .

التعقيم :

خيوط داماإستر معقمة بواسطة أكسيد الإيثيلين.
التعقيم يبقى محفوظ فقط عند فتح المنتج تحت ظروف عقيمة.
لا تقوم بإعادة تعقيم المنتج.
لا تستخدم المنتج إذا كان الغلاف مفتوح او تالف.
تخلص من الخيوط المفتوحة غير المستخدمة.

التخزين :

أبقي المنتج بعيداً عن الرطوبة و الحرارة المباشرة و يوصى ان تكون الظروف التخزينية تحت 25 درجة مئوية، لا تستخدمه بعد انتهاء تاريخ الصلاحية .

الرموز المستخدمة على المنتج

	لا يعاد استخدامه		تاريخ التصنيع
	منتج معقم بواسطة أكسيد الايتلين		تاريخ انتهاء الصلاحية
	لا يعاد تعقيمه لمرة ثانية		رقم الدفعة
	حدود درجة الحرارة		تجنب الرطوبة
	اقرأ التعليمات قبل الاستخدام		لا يستخدم اذا كان الغلاف مفتوح او تالف
	اسم المصنع		تجنب اشعة الشمس المباشرة

صنع من قبل :

GMD GROUP MEDİKAL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

IKITELLI OSB MAH. ISDOK
SOSYAL TESIS 2 SK. B BLOK 1 B
7 BASAKSEHIR/ ISTANBUL
info@gmdgroup.com.tr
www.gmdgroup.com.tr

